

令和8年7月

厚生労働省「福祉用具・介護テクノロジー実用化支援事業」

介護テクノロジーの 試用貸出リスト

はじめに

日本の高齢化は、世界に例を見ない速度で進行しており、生産年齢人口が減少し、介護ニーズが増大していく中、介護人材の確保は喫緊の課題であり、介護職員の負担軽減や介護現場の生産性向上を図り、さらに質の高いサービスを効率的に提供するためには、介護現場へのテクノロジーの導入が不可欠となっております。

この「介護テクノロジーの試用貸出リスト」は、厚生労働省が公益財団法人テクノエイド協会に委託した「福祉用具・介護テクノロジー実用化支援事業」の一環として作成したものです。

テクノエイド協会において、実用化している介護テクノロジーの開発企業等に対して試用貸出への参加を募り、同意を得ることができた企業及び製品名等を掲載しております。

本リストの掲載内容は、重点分野に該当する介護テクノロジーを基本とし、原則的には開発企業から提供された情報となっております。従って、介護テクノロジーの機能や性能の有効性及び、安全性を協会が保障するものではありません。

本リストは、厚生労働省が実施する「介護現場の生産性向上に向けた介護テクノロジー等の開発・実証・普及調査広報事業（都道府県支援事業・リビングラボ事業）」において設置するPF窓口および、介護生産性向上総合相談センターのワンストップ窓口等において、開発企業と試用貸出を希望する介護施設等の取次等で活用されます。

また、本リストはテクノエイド協会のホームページにも掲載することとし、これにより介護テクノロジーの効果的な導入と利活用を推進します。

なお、機器の具体的な使用や設置方法等につきましては、掲載企業へ直接お問い合わせください。

※掲載製品の取り扱いについて

掲載している全ての製品が各都道府県が実施している「介護テクノロジー導入支援事業」等の補助対象となるわけではありません。また、掲載されていない製品でも各都道府県の判断により補助の対象となる製品があることに留意してください。

詳しくは、各都道府県にお問い合わせください。

令和8年7月

厚生労働省
(公益財団法人テクノエイド協会)

目次

はじめに

移乗支援	A-01 ▶	株式会社イノフィス	マッスルスーツ Soft-Power	1
	A-02 ▶	ダイヤ工業株式会社	DARWING Hakobelude	1
	A-03 ▶	GBS 株式会社	Exia パワースーツ	1
	A-04 ▶	マッスル株式会社	ROBOHELPER SASUKE	2
	A-05 ▶	アビリティーズ・ケアネット株式会社	ささえ手	2
	A-06 ▶	ジャトコ株式会社	移乗機構付き車いす Lifmy (リフミイ)	2
	A-07 ▶	株式会社FUJI	移乗サポートロボット Hug T1	2
	A-08 ▶	株式会社いうら	排泄サポートリフト TL-300 onbu (おんぶ)	3
	A-09 ▶	アルジョ・ジャパン株式会社	サラフレックス	3
	A-10 ▶	日本ケアリフトサービス株式会社	SOEL MX ーソエル エムエックスー	3
	A-11 ▶	パシフィックサプライ株式会社	モーリフト パートナー 255	3
	A-12 ▶	ピジョンタヒラ株式会社	電動昇降フルリクライニングキャリアー FC-320	4
	A-13 ▶	株式会社コムラ製作所	台座式床走行リフト「独立宣言ムーブ」	4
	A-14 ▶	株式会社あかね福祉	移乗支援介護ロボット「移乗です」Ⅱ	4
	A-15 ▶	株式会社竹虎	かるがるプチ V	4
	A-16 ▶	株式会社モリトー	介護リフトつるべ Y6 Li-PINK Safety Robo	5
	A-17 ▶	アイ・ソネックス株式会社	スカイリフト iR	5
移動支援	B-01 ▶	RT. ワークス株式会社	ロボットアシストウォーカー RT.3	6
	B-02 ▶	サンヨーホームズ株式会社	寄り添いロボット	6
	B-03 ▶	株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ	歩行支援装置 RE-Gait	6
排泄支援	C-01 ▶	DFree 株式会社	DFree Professional	7
	C-02 ▶	三和株式会社	介護プラス施設用	7
	C-03 ▶	JTP 株式会社	スマートおむつシステム センサー中継機セット	7
	C-04 ▶	株式会社 aba	排泄センサー 「Helppad 2 (ヘルプパッド2)」	8
	C-05 ▶	アロン化成株式会社	ポータブルトイレ FX-30 自動計測タイプ	8
	C-06 ▶	株式会社光洋	おむつナビ 家庭用キット	8
	C-07 ▶	パナソニックハウジングソリューションズ株式会社	トイレ利用記録システム トイレポ	8
	C-08 ▶	日本セイフティー株式会社	ラップポン・プリート2 普通便座	9
入浴支援	D-01 ▶	株式会社 LIXIL	KINUAMI Care	10
	D-02 ▶	株式会社金星	ピュアット	10
	D-03 ▶	株式会社シリウス	介護用洗身用具 switle BODY	10
	D-04 ▶	株式会社ミクニライフ&オート	ミクニマイティエースⅡ浴室セット ROBO	11
	D-05 ▶	株式会社アマノ	SBS2300F / シャワーブース エチュード フィット	11
見守り・コミュニケーション	E-01 ▶	パナソニック マーケティング ジャパン株式会社	LIFELENS	12
	E-02 ▶	東電タウンプランニング株式会社	Ace care (エースケア)	12
	E-03 ▶	ミネベアミツミ株式会社	ベッドセンサーシステムベーシック	12
	E-04 ▶	東海エレクトロニクス株式会社	ミリ波見守りシステム SILVER SHIELD	13
	E-05 ▶	株式会社リンクジャパン	スマートナースコール eBell	13
	E-06 ▶	セーフィー株式会社	AI カメラ・クラウドカメラ Safie One (セーフィーワン)	13
	E-07 ▶	株式会社メティスコム	見守りソリューション“ヴェスタ”	13
	E-08 ▶	株式会社エフエージェイ	離床・転倒・徘徊センサー	14
	E-09 ▶	株式会社バイオシルバー	aams	14
	E-10 ▶	エーテルケア株式会社	MotionCatch	14
	E-11 ▶	エニースシステム株式会社	パルスハートバンド	14

E-12 ▶	株式会社モルテン	テルサ コール	15
E-13 ▶	株式会社プラッツ	介護施設用ベッド「アーデル」 離床センサー内蔵型	15
E-14 ▶	株式会社アイディー・インターナショナル	orikio	15
E-15 ▶	パラマウントベッド株式会社	眠り SCAN	15
E-16 ▶	コニカミノルタ株式会社	HitomeQ (ひとめく) ケアサポート	16
E-17 ▶	エコナビスタ株式会社	高齢者見守りシステム ライフリズムナビ® + Dr.	16
E-18 ▶	トーテックアメニティ株式会社	見守りライフ	16
E-19 ▶	キング通信工業株式会社	シルエット見守りセンサ WOS-321	16
E-20 ▶	エイアイビューライフ株式会社	A.I.Viewlife	17
E-21 ▶	ノーリツプレジジョン株式会社	施設向け見守りシステム Neos+Care (ネオスケア)	17
E-22 ▶	株式会社ソルクシーズ	見守り支援システム「いまイルモ」	17
E-23 ▶	フランスベッド株式会社	見守りケアシステム M-2R	17
E-24 ▶	積水化学工業株式会社	みまもりシステム ANSIEL (アンシエル)	18
E-25 ▶	株式会社アルコ・イーエックス	ペイシエントウォッチャープラス	18
E-26 ▶	竹中エンジニアリング株式会社	サーバー内蔵予測型見守りセンサー	18
E-27 ▶	シーホネンス株式会社	ベッド内蔵型見守りセンサー i サポート	18
E-28 ▶	システムファイブ株式会社	すいすいケア	19
E-29 ▶	三昌商事株式会社	見守りシステム“CareBird”	19
E-30 ▶	インフィック株式会社	LASHIC care (ラシクケア)	19
E-31 ▶	株式会社フォーエヴァー	【睡眠!ケア】いきいきセンサー	19
E-32 ▶	新生電子株式会社	サーモカメラによる見守りシステム pakemo (パケモ)	20
E-33 ▶	株式会社エヌジェイアイ	安心ひつじα	20
E-34 ▶	株式会社バイタルヴォイス	オンライン自動モニタリングシステム [VitalVoice]	20
E-35 ▶	株式会社フューチャーインク	Vital Beats 3in1	20
E-36 ▶	株式会社テクノスジャパン	e ライブ	21
E-37 ▶	株式会社 Magic Shields	ワイヤレスマットセンサー (床材仕様)	21
E-38 ▶	株式会社ヴォクセラ・ジャパン	V ケア (居室向け)	21
E-39 ▶	株式会社リコー	リコー みまもりベッドセンサーシステム	21
E-40 ▶	フィンガルリンク株式会社	ミリ波レーダーセンサー FU6823	22
E-41 ▶	株式会社サイチ	Care 花子	22
E-42 ▶	沖電気工業株式会社	WatchOverSmart PICLIA ベッドセンサー	22
E-43 ▶	株式会社シキノハイテック	ミリ波レーダー・カメラ一体型 見守りシステム C-エイド	22
E-44 ▶	株式会社 MEDIROM MOTHER Labs	遠隔体調管理システム REMONY	23
E-45 ▶	株式会社 iSEED	パルモ見守りシステム	23
E-46 ▶	TOPPAN 株式会社	SensingWave II	23
E-47 ▶	SOUNDEYE ジャパン株式会社	AI 転倒・離床検知システム LASSO	23
E-48 ▶	株式会社キョウエイ	ミリ波レーダーによる見守り機器 VIMOS	24
E-49 ▶	株式会社トレイル	うららか GPS ウォーク×マモエル GPS	24
E-50 ▶	株式会社 ZIPCARE	まもる~の ONE / SHIP	24
E-51 ▶	株式会社マモエル	お出かけアラート DX	24
E-52 ▶	ソフトバンクロボティクス株式会社	Pepper+ (介護向け)	25
E-53 ▶	シャープマーケティングジャパン株式会社	介護施設向けレクリエーションロボット 「ロボシルバーパーク Lite」	25
E-54 ▶	株式会社 MIXI	会話 AI ロボット Romi Lacatan モデル	25
E-55 ▶	株式会社海達商事	AI Dog	25
E-56 ▶	ボイット株式会社	VOYT CONNECT	26
E-57 ▶	株式会社レイトロン	音声認識コミュニケーションロボット 「Chapit」 (チャピット)	26
E-58 ▶	株式会社シルバコンパス	Talk With おはなしテレビ	26

目次

介護業務支援

F-01 ▶	株式会社島津製作所	健康増進プラットフォーム SUPOFULL (サポフル)	27
F-02 ▶	フロンティア・デザイン株式会社	ラクウェア	27
F-03 ▶	日本メディカル株式会社	介護記録システム「CareWorkers (ケアワーカーズ)」	27
F-04 ▶	株式会社 LITALICO	ナーシングネットプラスワン	28
F-05 ▶	Rehabilitation3.0 株式会社	Reha3.0 (リハサン)	28
F-06 ▶	ダイハツ工業株式会社	福祉介護・運行管理システム らくぴた送迎	28
F-07 ▶	株式会社ヤマウチ	Wellness Pro A System	28
F-08 ▶	株式会社ジョシュ	連携ジョシュ	29
F-09 ▶	株式会社リコー	リコーけあマルシェ	29
F-10 ▶	合同会社 AUTOCARE	ケア記録 AI アプリ FonLog	29
F-11 ▶	芙蓉開発株式会社	安診ネット カイゴ DX	29
F-12 ▶	株式会社インタートラスト	介護ソフト「まもる君クラウド」	30
F-13 ▶	株式会社 bright vie	ケアデータコネクト	30

機能訓練支援

G-01 ▶	H&W サポート株式会社	次世代型機能訓練マシン HiTREX (ハイトレックス)	31
G-02 ▶	株式会社エクシング	健康王国 DX	31
G-03 ▶	株式会社テクリコ	リハまる Lite	31
G-04 ▶	株式会社エクサホームケア	機能訓練支援 AI サービス「CareWiz トルト」	32
G-05 ▶	株式会社トレリハ	トレ pro	32
G-06 ▶	パナソニック株式会社	テレさんぽ	32
G-07 ▶	朝日インテック株式会社	walkey device	32
G-08 ▶	株式会社レクア	体感型歩行自立支援システム アルブル	33
G-09 ▶	株式会社 Moff	モフトレ	33
G-10 ▶	CYBERDYNE 株式会社	HAL 腰タイプ	33
G-11 ▶	TANOTECH 株式会社	TANO	33

食事・栄養管理支援

H-01 ▶	PLIMES 株式会社	摂食嚥下管理パッケージ GOKURI	34
H-02 ▶	バンドー化学株式会社	嚥下運動モニタ B4S	34

認知症生活支援・認知症ケア支援

I-01 ▶	GROOVE X 株式会社	LOVOT [らぼっと]	35
I-02 ▶	レメディ・アンド・カンパニー株式会社	いつでもワンちゃん	35



移乗支援(装着)



移乗支援(非装着)

A-01 (株)イノフィス

TAIS 01553 - 000018

マッスルスーツSoft-Power

移乗や排泄、入浴などの介助動作でかかる腰の負担を平均 35% 軽減します。電源不要で、しなやかでしっかりとしたサポートを実現し、衣服のような着け心地です。軽量で毎日使いやすく、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗うことが可能です。マッスルスーツ Soft-Power は、介護現場に快適さと安心をお届けします。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株)イノフィス

〒192-0082 東京都八王子市東町7-6 エパース第12八王子ビル5階
 TEL: 080-5376-8889 MAIL: k-nagasawa@innophys.jp

A-02 ダイヤ工業 (株)

TAIS —

DARWING Hakobelude

DARWING Hakobelude は独自の空気圧式の人工筋肉を用いることで持ち上げ作業をアシスト。軽量かつ柔軟性を実現したサポートウェアです。2024 年 2 月にリニューアルをおこないメッシュ生地で暑さの軽減、また大腿部の装着がより簡単になったことで装着の手間も減った製品として再登場しました。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

ダイヤ工業 (株) 法人営業部門 大野・齋藤

〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

TEL: 086-282-1217 MAIL: shinshijou_eigyo@daiyak.co.jp

A-03 GBS (株)

TAIS 02309 - 000001

Exiaパワースーツ

German Bionic の第 7 世代製品となる移乗用パワースーツ Exia は、最大 38Kg の持ち上げ支援を提供する最もパワフルな製品です。ベッドから車椅子への移乗、中腰姿勢の支援にご利用頂けます。IP54 準拠の防塵防滴仕様で、水濡れの可能性のある環境でもご利用頂けます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

パシフィックサプライ株式会社 (販売代理店) 営業部

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL: 072-875-8008 MAIL: info@p-supply.co.jp

A-04 マッスル (株)

TAIS 01554 - 000005

ROBOHELPER SASUKE

人が抱きかかえるような優しい移乗介助を一人介助で行えます。シート全面で利用者を支えて体圧を分散し、揺れない安定した移乗を提供します。臥位～座位までの姿勢に保持ができ、車いす・ストレッチャー（特活用含）等幅広く対応しています。特殊なメッシュシートは肌に優しく抜き取り不要で双方の負担をさらに軽減します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

マッスル (株) ヘルスケア事業部
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 トレードピア淀屋橋6階
TEL: 06-6229-9550 MAIL: healthcare@musclecorp.com

A-05 アビリティーズ・ ケアネット (株)

TAIS 00249 - 000134

ささえ手

トイレ介助に最適な、手動式リフトです。ベッド～車いす～トイレへの移乗がスリングシートを使わずに、容易に行えます。お尻を持ち上げた姿勢を維持できますので、下半身部分の脱衣に最適です。大径キャスター仕様は、さらに操作性が向上します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

アビリティーズ・ケアネット (株)
〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル1階
TEL: 0120-834490 MAIL: relations-contact@abilities.jp

A-06 ジヤトコ (株)

TAIS 02394 - 000001

移乗機構付き車いす Lifmy (リフミィ)

Lifmy (リフミィ) は、独自のリフト機構で立ち上がりを支援し、座ったまま安全に移動できる機器です。「移乗」と「移動」がこれ1台で完結するため、居室のベッドからトイレまでの一連の動作をスムーズにつなぎ、移乗後はそのまま便座に座ることができます。人手が足りない夜勤帯でも、一人で利用者をトイレへお連れすることが可能に。直感的な操作性で、利用者と介助者双方の負担を最小限に抑えます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

ジヤトコ (株)
〒417-8585 静岡県富士市今泉700-1
TEL: 0545-51-0401 MAIL: Lifmy@jatco.co.jp

A-07 (株) FUJI

TAIS 01666 - 000003

移乗サポートロボット Hug T1

座位間の移乗動作、トイレや脱衣所での立位保持、更衣介助をサポートする製品です。一人介助を可能にし、さらに介助者の腰痛予防に役立ちます。スリングシート不要なので準備に手間取らず、簡単にリモコン操作で技量に頼らない移乗が可能です。人が立ち上がる動作を再現しているため、残存機能を活かします。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) FUJI
〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19番地
TEL: 0566-55-8800 MAIL: hug@fuji.co.jp

A-08 (株)いaura

TAIS 00084 - 000149

排泄サポートリフト TL-300 onbu (おんぶ)

吊り下げたり、立たせたりすることなく脇、胸、膝裏で、おんぶのように支える吊り具不要の新発想リフトです。車椅子やベッドなどから座位姿勢のまま移乗でき、吊り具を使用しないので、下衣の脱ぎ着が手早く行えます。マスト下降時の挟み込み防止機能や、トイレや車いすの高さを3か所まで記憶できるメモリー機能付きです。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) いaura 営業部
〒174-0063 東京都板橋区前野町2丁目30-24
TEL: 03-5939-8611 MAIL: tokyo@iura.co.jp

A-09 アルジョ・ジャパン (株)

TAIS 01746 - 000012

サラフレックス

サラフレックスは自身の脚で立ちたいという利用者の意思と尊厳を尊重し、また介助者の負担を軽減するための電動立位補助機です。人間工学に基づき無理なく利用者を立ち上げさせます。車いす・トイレ等への移乗や着替えが一人介助で安全に行え、また起立姿勢で脚に自重負荷をかけ下肢訓練や拘縮予防のリハビリに利用できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

サラヤ (株) (※日本総代理店) メディカル事業本部 製品戦略企画部
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町4-2-5
TEL: 06-7657-0707 MAIL: shinke@saraya.com

A-10 日本ケアリフトサービス(株)

TAIS 01540 - 000010

SOEL MX ーソエル エムエックスー

日本の介護ニーズに合わせて、女性や年配の介助者でもハndl操作が楽に行えます。垂直昇降で揺れを防止し、すっきりとしたデザインで要介護者の足元がリフト本体にあたる心配を軽減します。
※本製品は「SOEL MX II」(TAIS: 01540-000019) に順次引継ぎとなります。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

日本ケアリフトサービス (株)
〒664-0871 兵庫県伊丹市堀池5-1-8
TEL: 0120-188-027 MAIL: info@j-carelift.com

A-11 パシフィックサプライ(株)

TAIS 01087 - 000068

モーリフト パートナー255

優れた安定性を実現する垂直昇降型の床走行式リフトです。操作性が高く、専用ベストと組み合わせることで立ち上がりや歩行練習に利用いただけます。ハンガー位置に関わらず利用者と支柱までの距離が変化しないため常に安全で適切な姿勢が保たれます。サポートアームは可動式のため移動用リフトとしても利用可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

パシフィックサプライ (株) 新規事業開発推進部
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
TEL: 072-875-8013 MAIL: molift@p-supply.co.jp

A-12 ピジョンタヒラ (株)

TAIS 00220 - 000168

電動昇降フルリクライニング キャリー FC-320

電動昇降、横付け可能なフルリクライニング車いす。搭載のデジタルアクチュエーターにより、重度介護者を水平移乗が簡便となる高さまで昇降させ、無理な抱え上げ動作を削減。また、メモリ機能は、予め高さを記憶させ、付帯のメモリボタンを押すことで今ある高さを自動解析。記憶した高さ迄の昇降を判断し、自動停止します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) ピジョンタヒラ (株)

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4番4号 ピジョンビル

TEL: 03-3661-4301 MAIL: hhinfo-admin@pigeon.com

A-13 (株) コムラ製作所

TAIS 00088 - 000025

台座式床走行リフト 「独立宣言ムーブ」

床からの介助、ベッドやトイレへの介助を、無理に抱え上げず移乗・移動をサポートできる台座式床走行リフトです。台座の昇降は電動で、レバー操作で無段階調整できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) コムラ製作所 営業部 営業1課

〒581-0035 大阪府八尾市西弓削3-9

TEL: 072-949-0003 MAIL: gotoh@komura.co.jp

A-14 (株) あかね福祉

TAIS 01341 - 000011

移乗支援介護ロボット 「移乗です」Ⅱ

移乗支援介護ロボット「移乗です」Ⅱは、要介護者を座位姿勢のままリフトし、安全に移乗先へ移すことができます。一人介助で狭いスペースでも使用可能、操作も簡単なため短時間で移乗を完了できます。また、介助する人・される人の双方にとって、身体的・心理的な負担や苦痛を軽減しながら移乗を行える介護ロボットです。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) あかね福祉 メーカー事業部

〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字雷神16-1

TEL: 024-937-5022 MAIL: me-ka@akane-fukushi.co.jp

A-15 (株) 竹虎

TAIS 00110 - 000147

かるがるプチV

本体が簡単に取り外しでき、使いたい部屋に持ち運び可能。常に本体を水平に保つバランスパーで、利用者を安全に移動できます。本体は充電式なので、電気工事不要。取り付けが簡単なレールシステムと組み合わせ、複数の部屋でも1台でOK。XYレールシステムや、1本レールなどご要望に合わせてプランをご提案できます。

※動画はかるがるⅢ



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) 竹虎 ヒューマンケア事業部

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディア・ビジネスセンター8F

TEL: 045-680-0390 MAIL: h-tabata0937@kktaketora.co.jp

A-16 (株)モリトー

TAIS 00229 - 000076

介護リフトつるべーY6 Li-PINK Safety Robo

吊り具の掛け忘れ確認装置（音声ガイド）搭載で掛け間違いを未然に防ぎます。吊り上げ時、約20kgの重さを感じるとリフトが一旦止まり、音声ガイド「吊り具の安全を確認してください。」が流れます。安全確認後上昇ボタンを押すことで再度上昇を開始します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株)モリトー

〒491-0074 愛知県一宮市東島町3-36

TEL: 0120-65-2525 MAIL: info@moritoh.co.jp

A-17 アイ・ソネックス (株)

TAIS 00149 - 000066

スカイリフトiR

起立姿勢で移乗・移動ができるリフトです。車いすやトイレへの移乗はもちろん、臀部の清潔保持、パッドの交換等、排泄ケアをサポートします。介助者の腰痛予防だけではなく、要介護者が気兼ねなく介助を頼める、下肢機能の維持・改善が期待できる等、双方が安心して使用できます。車いすと同等サイズのコンパクトさです。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画




問合せ先

アイ・ソネックス (株)

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL: 086-200-1550 MAIL: nakahara@nasent.net

移動支援



移動支援(装着)



移動支援(屋内)



移動支援(屋外)

B-01 RT.ワークス (株)

TAIS 01560 - 000005

ロボットアシストウォーカーRT.3

センサーとモータを駆使した電動アシスト歩行車です。上り坂ではパワーアシストで楽に上れ、下り坂では自動で適度に減速、傾いた道もハンドルをとられることなく進み、速度超過の際には自動減速して転倒を防ぎます。歩行レベルや使用環境に合わせて速度やブレーキ等の強さを調節できるので、歩行リハビリにも可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


RT.ワークス (株) RT.ワークスサポートセンター
〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道1-10-26
TEL: 0120-959-537 MAIL: support-rtw@rtworks.co.jp

B-02 サンヨーホームズ (株)

TAIS —

寄り添いロボット

転倒を感知するとブレーキをかけ、ゆるやかに床に倒れさせる装着型のロボットです。転倒による怪我の不安を払拭し、積極的なリハビリを支援します。ゆっくり倒れるため離れた場所からの補助も可能です。独自形状のジャケットにより装着したままトイレでの排泄動作が行える等、実用的な自立支援と介助負担軽減を両立します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

サンヨーホームズ (株)
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町一丁目4番1号
TEL: 06-7670-3412 MAIL: info-robot@sanyohomes.co.jp

B-03 (株)スペース・バイオ・ラボラトリーズ

TAIS 02242 - 000001

歩行支援装置RE-Gait

製品名の RE-Gait (リゲイト) は、再び (re) 歩く (gait) に由来します。足首の動きをサポートする簡単な構造で、脳卒中の後遺症や変形膝関節症、フレイルなどで歩行に課題のある方の歩行訓練をサポートします。付属タブレットで利用者の歩行状態を選択するだけで、最適なプログラムが実行されます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) スペース・バイオ・ラボラトリーズ
〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 Dolce Square4階
TEL: 082-563-5019 MAIL: contact@spacebio-lab.com



排泄支援
(排泄物処理)



排泄支援
(排泄予測・検知)



排泄支援
(動作支援)

C-01 DFree (株)

TAIS 01915 - 000004

DFree Professional

「DFree Professional」は、超音波センサーで膀胱内の尿量を可視化し、排尿タイミングを予測する機器です。測定データの分析により、介護・医療現場で利用者ごとの最適な個別ケアが可能になります。科学的根拠に基づいた排泄介助を実現することで、利用者のQOL向上と介助者の負担軽減を両立します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

DFree (株) 事業部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目1番1号虎の門三丁目ビルディング1F

TEL: 03-5459-1295 MAIL: care@dfree.co.jp

C-02 三和 (株)

TAIS 02276 - 000004

介護プラス施設用

「専用尿取りパッド」を使用することによって、利用者のパッド内排尿状態をパソコン・タブレット等でリアルタイムにできるシステムです。この製品は、「専用尿取りパッド」、「介護プラスリピーター」、「介護プラス送信機」、「介護プラス DB サーバー」と組み合わせて使用するための製品です。※ビューア用タブレットは付属していません



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

三和 (株) ヘルステック事業部

〒105-0004 東京都港区新橋2-20-15

TEL: 03-6228-5382 MAIL: m.furuoya@sanwajp-group.com

C-03 JTP (株)

TAIS 02366 - 000001

スマートおむつシステム センサー中継機セット

排尿を検知するとリアルタイムでモニターに表示され、定時巡回時の空振りを防ぎ、夜間の睡眠も妨げません。利用者と介護者の双方の負担を軽減し、データが自動で蓄積されるため排尿パターンの分析も可能です。これにより、より個別に合わせたケアが実現し、介護の質向上にも貢献します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

JTP (株)

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル6階

TEL: 03-6772-8088 MAIL: kaigo-dx@jtp.co.jp

C-04 (株)aba

TAIS 02173 - 000001

排泄センサー 「Helppad2(ヘルプパッド2)」

ベッドの上に敷くことで尿や便のにおいを検知し、利用者の最適なおむつ交換タイミングを一覧化し、スマホや PC、タブレットに通知する排泄見守りセンサー。尿便漏れや空振りなどの排泄ケアの課題を解決に導きます。また、排泄データは時間ごとの傾向をグラフで確認可能。排泄パターンの把握やアセスメントにもご活用いただけます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株) aba
問合せ先
〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田1054-200
TEL: 047-409-2105 MAIL: helppad@aba-lab.com

C-05 アロン化成 (株)

TAIS 00221 - 000739

ポータブルトイレFX-30 自動計測タイプ

スマホやタブレットで日々の排泄記録と排泄状態の通知を受け取れます。自動で計測できる情報は、排泄重量、着座時刻/時間です。自動計測し記録することで排泄リズム、脱水症状などの健康状態を把握できます。通知される情報は、着座、離座などです。排泄状況を通知することで、見守りや排泄介助の負担を軽減できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



アロン化成 (株)
問合せ先
〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6
TEL: 03-3502-1448 MAIL: takuya_sakaguchi@aronkasei.co.jp

C-06 (株)光洋

TAIS 00112 - 000015

おむつナビ 家庭用キット

おむつナビ家庭用キットは、専用パッドにセンサーを付け、濡れ具合を付属のライトとアプリで通知する製品です。遠隔でおむつ内の状況を確認できるため、介護者と被介護者の負担を軽減します。データは介護事業所と連携でき、自宅だけでなく関係者間での共有も可能なため、チームでの排泄ケアをサポートします。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株) 光洋
問合せ先
〒220-0012 神奈川県横浜西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー4階
TEL: 045-556-0154 MAIL: yui.narita@koyo.jp

C-07 パナソニックハウジングソリューションズ (株)

TAIS 02189 - 000001

トイレ利用記録システム トイレポ

排便・排尿回数、便量、便形状、着座時間を自動で記録し、介護業務の負担軽減をサポートします。日々の変化を把握しやすく、入居者の快適な生活環境づくりに役立ちます。お手入れも簡単です。
※地域によっては郵送にて対応し、ご希望の場合、機器設置も説明します。
※対象：ご施設向け



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



パナソニックハウジングソリューションズ (株)
問合せ先
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 B31棟5階
TEL: 0120-038-733 MAIL: haisetsu_info@ml.jp.panasonic.com

C-08 日本セイフティー（株）

TAIS 00942 - 000035

ラップポン・プリーツ2 普通便座

自動ラップ式機構を搭載したポータブルトイレです。水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎フィルムの中に密閉するため、二次感染の防止に役立ち、またバケツの洗浄は不要です。リモコンを押すだけで熱で圧着し切離しを自動で行います。新しいユニットになり使用回数と処理終了までのカウントがリモコンに表示されます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

日本セイフティー（株） ラップポン事業部
〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
TEL: 03-6369-2223 MAIL: wrappon@nihonsafety.com

入浴支援



入浴支援

D-01 (株)LIXIL

TAIS 00203 - 000200

KINUAMI Care

入浴介助の負担を軽減しつつケアの質を向上させる次世代のシャワー装置です。シャワーヘッドから温かく濃密なソープ泡を放射し、20秒で身体中を包み込みます。泡立てやこすり洗いが不要になり、スタッフの業務負担が低減します。また、低刺激な泡で高齢者の脆弱な肌にも優しく、満足度の高い入浴体験を提供します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株) 豊通オールライフ (総代理店) 販売事業部
〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町608-9 日本生命京都三哲ビル
TEL: 070-2354-7511 MAIL: satoko_okubo@tal.toyotsu.net

D-02 (株)金星

TAIS 02236 - 000001

ピュアット

ウルトラファインバブルという目に見えない泡を作る機械です。身体の汚れに吸着するという泡の特性と水流により身体の汚れを落とすことができます。ボディソープによる擦り洗い不要なので肌にも優しく、介助負担軽減や入浴介助時間短縮効果もあり、入浴者と介助者の双方にメリットがあります。既存の浴槽に工事不要で設置可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株) 金星
〒102-0081 東京都千代田区四番町4-8 野村ビル3F
TEL: 03-3511-8441 MAIL: purete@kinboshi-inc.co.jp

D-03 (株)シリウス

TAIS 02201 - 000001

介護用洗身用具 switle BODY

介護用洗身用具 switle BODYは要介護者を普段使っているベッドに寝かせたまま、お布団を汚したり、濡らすことなく、シャワーを浴びたように洗うことができます。介護者の労力負担を軽減させ、必要最低限の水（約1L）で洗髪、身体の予洗い、洗身、すすぎまで対応でき、経済的負担の軽減にもつながります。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株) シリウス
〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-9 中島ビル201
TEL: 03-5817-4474 MAIL: info@sirius-agent.co.jp

D-04 (株) ミクニライフ&オート

TAIS

ミクニマイティエースⅡ 浴室セットROBO

支柱設置・電動巻き上げ式の入浴介護用リフトです。本体ユニット部分（駆動部）はベルト昇降式で、アーム部分は手動旋回式。リモコンは電波式ワイヤレスリモコン。リフトで吊り上げる時に張力がかかると感知し、安全確認の為に一度だけ作動を停止します。停電時等に手動で降ろすことが出来る非常降下装置も備えています。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) ミクニライフ&オート
〒349-1145 埼玉県加須市間口456-1
TEL: 0480-31-8541 MAIL: noriyuki_tashiro@mikuni-la.co.jp

D-05 (株) アマノ

TAIS

00080 - 000054

SBS2300F / シャワーブース エチュード フィット

肩口から足元まで 22 か所のシャワーノズルで全身をあたためることができる【ウルトラファインバブル】搭載のシャワー入浴装置です。「おまかせ入浴機能」や「自動洗浄機能」で現場の生産性を向上。さまざまな体型の方にもネックカーテンで対応。貸出には設置可能な浴室が必要です。詳しくはメーカーまでお問合せください。



製品
カタログ



取扱
説明書




使用方法
等の動画



問合せ先


(株) アマノ 営業推進Gr
〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜2丁目3番地11
TEL: 045-947-3930 MAIL: suishin@amano-grp.co.jp



見守り・コミュニケーション



見守り・コミュニケーション
(在宅)



見守り・コミュニケーション
(コミュニケーション)




見守り・コミュニケーション
(施設)

E-01 パナソニック マーケティング ジャパン (株)

TAIS

LIFELENS

ライフレンズは、介護事業者と共同開発をした見守りシステムです。映像センサーと体動センサー等を組み合わせた見守りシステムです。お部屋の状況を「いつでも」「どこでも」確認できるので、今までお部屋に行って確認していた安否確認などの放室業務を大幅に効率化することができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

パナソニック マーケティング ジャパン (株)

〒141-8487 東京都品川区西五反田3丁目5番20号 パナソニック目黒ビル
TEL: 03-5719-7166 MAIL: sac_info@gg.jp.panasonic.com

E-02 東電タウンプランニング (株)

TAIS 02256 - 000002

Ace care (エースケア)

居室や共用部に設置したカメラ映像をAIが分析し、転倒等を検知した際にPCやモバイル端末に通知、設置したカメラでリアルタイムに居室の状態を確認できるため迅速な対応が可能です。また、居室の状態をアイコンで表示し、訪室なくとも居室の状況がわかります。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

東電タウンプランニング (株)


〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー16階
TEL: 03-6479-5757 MAIL: ace-care@ml.ttplan.co.jp

E-03 ミネベアミツミ (株)

TAIS 02024 - 000001

ベッドセンサーシステムベーシック

センサーをベッド脚下に設置することで参考体重測定と離床アラームの2つの機能をシンプルに実現。手のひらサイズのコントローラーで操作できる為、誰でも簡単にご使用いただけます。ベッドからの転倒転落予防での活用や車いす体重計での測定が困難な方に設置することで体重測定業務の負担軽減にお役立ていただけます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

ミネベアミツミ (株)

〒105-8317 東京都港区東新橋1-9-3
TEL: 03-6758-6748 MAIL: bss-sales@minebeamitsumi.com

E-04 東海エレクトロニクス(株)

TAIS 02284 - 000001

ミリ波見守りシステム SILVER SHIELD

センサ1台で24時間365日、お部屋全体を見守ります。工事不要で簡単に導入でき、徘徊やベッド離床をリアルタイムでお知らせ。夜勤の負担軽減に貢献します。さらにAIが活動量を分析し、日々の変化にも気づきやすく、カメラを使わない新しい見守りで、安心・安全な介護環境を支えます。ぜひお試しください。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

東海エレクトロニクス(株)
〒460-8432 愛知県名古屋市中区栄三丁目34-14
TEL: 052-261-3219 MAIL: mkt.sensor-ele@tokai-ele.com

E-05 (株)リンクジャパン

TAIS —

スマートナースコール eBell

次世代ナースコール「eBell」は、配線工事不要で導入が可能です。最大の特徴は、スマホで「駆けつける前に映像で状況把握」ができる点です。不要な訪室を削減し、業務効率を劇的に改善します。補助金対応でコスト削減も実現します。1台でビデオ通話から見守りまで完結する、現場の負担を減らす革新的な一台です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株)リンクジャパン eMamo事業部
〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目17-12第四田町ビル3F
TEL: 090-1550-4742 MAIL: emamo@linkjapan.co.jp

E-06 セーフィー(株)

TAIS 02278 - 000001

AIカメラ・クラウドカメラ Safie One(セーフィーワン)

介護現場の見守り業務を効率化するクラウドカメラ。映像を常時クラウドへ保存し、PC・スマートフォンから遠隔でリアルタイム確認が可能です。エッジAIによる人検知でスマホに即時通知、双方向通話で離れた居室への声かけにも対応し、訪室判断や事故時の状況確認に活用できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

セーフィー(株)
〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL: 03-6372-1276 MAIL: mk-contact@safie.jp

E-07 (株)メティスコム

TAIS 02147 - 000001

見守りソリューション“ヴェスタ”

ヴェスタは、カメラなどの光学機器、映像を利用しない、入居者のプライバシー、尊厳を考慮した見守りソリューションです。夜間巡視など訪室せずに入居者の状況、行動の変化を把握する事が可能です。転倒時はナースコールに自動通報します。転倒の予兆もデータで把握、ベッドにいる、睡眠状態、離室なども可視化します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


(株)メティスコム
〒220-0012 神奈川県横浜西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークプラザ5F
TEL: 045-285-3687 MAIL: https://metiscom.co.jp/contact/

E-08 (株) エフエージェイ

TAIS 02363 - 000003

離床・転倒・徘徊センサー

工事不要、カメラ不要、WIFI 不要、センサーは最大40台監視、低コスト、誤報も少ないというセンサーです。それでいて夜間の離床・転倒・徘徊がリアルタイムで検知でき、その上介護者は検知しないハイテクセンサーです。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) エフエージェイ
〒241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘7-25
TEL: 045-532-5581 MAIL: mitou@fajpn.com

E-09 (株) バイオシルバー

TAIS 01332 - 000073

aams

- ・利用者の心拍、呼吸、体動、離床、起き上がり、睡眠状態をリアルタイムで確認できます。
- ・利用者の睡眠状態、リラクセス度をそれぞれ3段階で表示します。
- ・異常発生時は画面表示、アラート音でお知らせします。
- ・睡眠状態、離着床、アラート履歴を自動記録し閲覧、帳票出力することができます。

記録日数は30日以上に設定することが可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) バイオシルバー サポートセンター
〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-3-8 ダイアパレスビル本町609号
TEL: 06-6809-7716 MAIL: info@biosilver.co.jp

E-10 エーテルケア (株)

TAIS 02343 - 000001

MotionCatch

カメラを使わずに、ミリ波×AIで動作・心拍・呼吸を非接触かつ高精度に検知します。転倒・離床・滞留等を自動検知し、即時通知を発信し、双方向での通話対応が可能です。介護・医療・宿泊・オフィス・トイレ・更衣室等カメラの設置が難しい場所においても幅広くご利用いただけます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

エーテルケア (株)
〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町10番地35ガ・ヨコハマタワーE3103号
TEL: 090-8088-2248 MAIL: info@aether-care.com

E-11 エニーシステム (株)

TAIS 02114 - 000001

パルスハートバンド

パルスハートバンドは、介護現場の見守りウェアラブルデバイスです。手首・腕・足首に装着でき、パルスハートHUBと連携することで、利用人数の制限なく、24時間リアルタイムの見守りを可能にします。施設内はもちろん、遠隔地での一括管理にも対応しており、介護スタッフの負担軽減と利用者の安心を両立します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

エニーシステム (株)
〒332-0021 埼玉県川口市西川口1-26-4
TEL: 048-430-7221 MAIL: akino@any-office.net

E-12 (株) モルテン

TAIS 00054 - 000693

テルサ コール

利用者の身体の状態をマットレス内蔵センサーが感知し、ナースコールで通知する「お知らせ機能」を搭載したマットレスです。
※ 91cm 幅タイプもご用意しています。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株) モルテン
問合せ先 〒733-0036 広島県広島市西区観音新町四丁目10-97-21
TEL: 082-578-9230 MAIL: health@molten.co.jp

E-13 (株) プラッツ

TAIS 00631 - 000906

介護施設用ベッド「アーデル」 離床センサー内蔵型

- ・センサーはベッドのボトム部に設置されており、利用者の身体に直接触れないため、違和感なくご使用いただけます。
- ・起き上がりや端座位、立ち上がった状態など、感知したい状況を選んでナースコールに通知できます。
- ・見やすく使いやすい操作パネルで、簡単に設定ができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株) プラッツ 広報室
問合せ先 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル7F
TEL: 03-5763-5425 MAIL: pinfo@platz-ltd.co.jp

E-14 (株) アイディー・ インターナショナル

TAIS 02391 - 000001

orikio

orikioはAIが「音」を聞き、転倒・呼吸異常・嘔吐・助けを求める声までリアルタイムで検知する次世代の見守りシステムです。カメラ、常時録音なしでプライバシーを守りながら、部屋全体を24時間見守り、異変を即時通知。今まで“気づけなかった危険”を減らし、介護現場の安心とケアの質向上に貢献します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株) アイディー・インターナショナル
問合せ先 〒106-0044 東京都港区東麻布1-23-5
TEL: 090-6379-6629 MAIL: japan@orikio.com

E-15 パラマウントベッド (株)

TAIS 00170 - 001788

眠りSCAN

体動（寝返り、心拍、呼吸など）を検出して、睡眠状態を判定する非装着・非侵襲のセンサーです。マットレスや敷布団の下に敷いて電源を入れるだけで使用できて、体に何も装着しないので、利用者に機器の存在を感じさせずに自然な睡眠を計測できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



パラマウントベッド (株) デジタルソリューション事業部
問合せ先 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14-5
TEL: 03-3648-1250 MAIL: t.iwata@paramount.co.jp

E-16 コニカミノルタ (株)

TAIS 02125 - 000002

HitomeQ (ひとめく) ケアサポート

「転倒リスク」と「現場の負担」を軽減！安定した施設運営を支える見守りシステムです。

AI センサーが利用者の危険行動を自動で検知し、必要なときだけスマホに通知されます。

操作やデータ活用も、導入から定着まで支える専門スタッフのサポート付きで、現場も安心して使えます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

コニカミノルタQOLソリューションズ (株) 企画開発部
〒192-8505 東京都八王子市石川町2970
TEL: 050-1752-2585 MAIL: hitomeq-info@konicaminolta.com


E-17 エコナビスタ (株)

TAIS —

高齢者見守りシステム ライフリズムナビ®+Dr.

ライフリズムナビ+Dr. はAIがサポートする高齢者見守りシステムです。ライフリズムナビ+Dr. の中核をなす「AI搭載 SleepSensor」が

睡眠、体動、心拍、呼吸データを取得。各種センサーのデータとあわせてAIが解析し、申し送りなどをサポート。夜間定時巡視の削減や申し送り漏れの軽減に貢献します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

エコナビスタ (株)
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟10階
TEL: 050-5526-3869 MAIL: event-mg@econavista.com

E-18 トーテックアメニティ (株)

TAIS 02224 - 000002

見守りライフ

ベッド脚に取り付けるだけで、すぐに導入できる見守りシステムです。荷重センサーとカメラにより、人の手に頼りがちな見守り業務を効率化。職員の精神・身体的負担を軽減します。業界トップクラスの検知スピードで、転倒・転落事故の防止に貢献。さらに、ベッド上で体重測定ができる「体重測定機能」も搭載しています。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

トーテックアメニティ (株) 見守りライフ推進室
〒163-0417 東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング 17F
TEL: 03-5657-3216 MAIL: mlife@tototec.co.jp

E-19 キング通信工業 (株)

TAIS 01558 - 000004

シルエット見守りセンサ WOS-321

起き上がり／はみ出し／離床を区別して検知し、Wi-Fi 環境を用いてタブレット端末や PC 等にお知らせします。

センサ 1 台からの運用が可能で、居室に行かずにタブレット端末から、利用者の様子をシルエット画像で確認する事ができ、見守られる側、見守られる側双方の負担軽減に役立ちます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

キング通信工業 (株) 営業推進課
〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6
TEL: 03-3705-8113 MAIL: contact@king-tsushin.co.jp

E-20 エイアイビューライフ(株)

TAIS 01868 - 000002

A.I.Viewlife

業界初の広角赤外線センサーにより、昼夜問わず 24 時間 365 日危険動作を検知、プライバシーに配慮した画像で居室全体を見守ります。不要な訪室の低減、生体異常検知による看取り対応、感染症対策、録画機能でのエビデンス取得や職員による声かけ機能等が見守り支援を行い、介護現場の多様な課題解決を実現します。

居室全体を見える化
安眠状態の一覧表示



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

エイアイビューライフ(株)
〒102-0082 東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル5階
TEL: 03-6261-6327 MAIL: support@aiview.life

E-21 ノーリツプレジジョン(株)

TAIS 01949 - 000003

施設向け見守りシステム Neos+Care(ネオスケア)

見守りシステム「ネオスケア」は、赤外線距離センサーと独自のアルゴリズムで転倒・離床などの事故に繋がる予兆動作や危険動作を検知し、即座に通知します。事故発生時の状況は検知履歴として動画で保存します。モバイル端末上のリアルタイム動画で部屋の状況を確認できるため、介護・看護スタッフの負担を軽減します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

ノーリツプレジジョン(株)
〒640-8550 和歌山県和歌山市梅原579-1
TEL: 073-456-3966 MAIL: robotcare.nkw@noritsu.com

E-22 (株)ソルクシーズ

TAIS 01506 - 000004

見守り支援システム 「いまいルモ」

離れて暮らす家族や介護施設などに入居される方をプライバシーを守りながらも見守ることができるシステムです。複数のセンサーが搭載されており、生活リズムの把握や安否確認が行えます。工事不要の簡単設置でスマホやPCで状況を確認できます。設定した時間反応が無い場合や、設定した温度を超えた場合は通知されます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株)ソルクシーズ
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X ビル5階
TEL: 03-6722-5716 MAIL: support@imairumo.com

E-23 フランスベッド(株)

TAIS 00200 - 001076

見守りケアシステム M-2R

ベッド内蔵の4つのセンサーが利用者の体動や動作を検知し、ステーションなどに通知します。動き出し、起上がり、端座位、離床、離床管理の5つの通知モードから選んで設定ができ、ベッドからの転倒、転落のリスクを軽減します。体重測定機能や、無線LAN(Wi-Fi)を利用しリアルタイムで複数台の状態確認ができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

フランスベッド(株) 法人事業本部 法人企画部
〒106-0032 東京都港区六本木4丁目 1-16
TEL: 03-5549-2936 MAIL: fb-kikaku_grp@francebed.jp

E-24 積水化学工業 (株)

TAIS 01962 - 000001

みまもりシステム ANSIEL (アンシエル)

“あんしんを得る”ANSIELは「見やすい・使いやすい・わかりやすい」「ランニングコスト不要で使えるクラウドサービス」が特長のみまもりシステムです。独自センサーを搭載しており、3段階の睡眠検知や起上りなどの動作検知に加え、カメラとの連携も可能です。ANSIELは施設の生産性向上を支援します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

積水化学工業 (株)
〒105-8566 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー
TEL: 050-3496-6676 MAIL: ansiel-otoiawase@sekisui.com

E-25 (株)アルコ・イーエックス

TAIS 01803 - 000003

ペイシェントウォッチャープラス

常にカメラで利用者を見守り数秒間隔で現在の映像を画面に表示。この映像を観察する事で、お部屋に行かなくても状況を確認できます。また、利用者の動きを音とアイコンでお知らせも可能です。付属のUSBメモリで録画や、オプションのバイタルセンサーを接続する事でバイタルを収集し異常があればお知らせも可能。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株)アルコ・イーエックス
〒312-0036 茨城県ひたちなか市津田東4-10-5
TEL: 029-275-8072 MAIL: alco-ds@alco-ex.jp

E-26 竹中エンジニアリング (株)

TAIS —

サーバー内蔵予測型見守りセンサー

「起き上がり」「端座位」「離床」「柵越え」「ずり落ち」「転倒」「うずくまり」「入室」「退室」の9つの検知動作を、モバイル端末にシルエット画像でお知らせします。状況が見える化できるため、無駄な訪室が激減し「スタッフの負担軽減」と利用者の「転倒事故の予防」としてご活用いただけます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

竹中エンジニアリング (株)
〒607-8156 京都府京都市山科区東野五条通外環西入83-1
TEL: 075-593-3172 MAIL: shuhei.sakano@takex-eng.co.jp

E-27 シーホネンス (株)

TAIS 00167 - 000453

ベッド内蔵型見守りセンサー iサポート

ベッドに内蔵されたセンサーにより、利用者のベッド上での起き上がり・離床・徘徊などの状態をお使いのナースコールを通じてお知らせします。ボタン1つで設定できるシンプルな操作性ながら高い検知率を実現しました。利用者の転倒・転落リスク低減や適切なタイミングでの訪室など介護業務効率化にもお役立ていただけます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

シーホネンス (株)
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北三丁目10番17号
TEL: 06-6973-3471 MAIL: strategy.room@seahonence.co.jp

E-28 システムファイブ (株)

TAIS 02172 - 000001

すいすいケア

施設型のみまもりシステム。

- ①コンパクトで手軽に使えるセンサー、カメラ
- ②各種センサーに加え、ナースコールとカメラが連動
- ③カメラで確認することで不要な訪室を削減！
- ④共用部の見守りも可能
パソコン・スマートフォンで一括管理ができるため職員の負担も軽減することができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

システムファイブ (株)
〒852-8053 長崎県長崎市葉山1丁目28番15号
S&B葉山ショッピングプラザ4階
TEL: 095-856-6160 MAIL: sales@sfk-nga.co.jp

E-29 三昌商事 (株)

TAIS 02202 - 000002

見守りシステム“CareBird”

ベッドに設置したセンサーで利用者の状態やバイタルをパソコンやスマホ等に表示し、起き上がりや離床時に介護者へ通知する見守りシステムです。画面が見やすく、設置・設定が簡単、エアマットでの使用も可能です。オプションでWi-Fiのない場所での利用やカメラ連携、PHSへの通知にも対応致します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

三昌商事 (株) アライアンス推進部 営業課
〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-17名産西新橋ビル
TEL: 03-6203-1888 MAIL: yoshimoto@sansho-shoji.co.jp

E-30 インフィック (株)

TAIS —

LASHIC care (ラシクケア)

介護事業者が開発したサービスです。室内センサー、ベッドセンサー、ナースコールが基本セットで、居室内とベッド上の在/不在、温度、湿度、照度、運動量、心拍数等の情報をPC等に表示します。異変検知時はアラートで通知し、カメラを使わず、完全非接触で見守りができます。ナースコールはインカムとの連動も可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) 豊通オールライフ (販売代理店) 事業企画グループ
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目11-27
TEL: 052-533-5198 MAIL: jig yokikaku@tal.toyotsu.net

E-31 (株) フォーエヴァー

TAIS 02074 - 000001

【睡眠!ケア】いきいきセンサー

掌サイズのセンサーを1つベッドの脚に挟むだけで、離床・心拍・呼吸・睡眠の状態を見守る機器です。異変を検知するとPC、スマホに通知が届き確認が可能。クラウドアプリのため、介護施設はもちろん在宅介護の現場でも離れた家族がデータを閲覧したり、同居の方が通知機能を利用するなど、幅広い見守りを提供します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) フォーエヴァー 営業部
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-6-10 商業ビル
TEL: 06-6486-1054 MAIL: ikiiki@fvr.co.jp

見守り・コミュニケーション

E-32 新生電子(株)

TAIS 02153 - 000001

サーモカメラによる見守りシステム pakemo (パケモ)

サーモカメラを搭載した見守りセンサーで居室内で利用者の危険につながる姿勢や行動を検知してスマホに通知します。
プライバシーに配慮しながら夜間でも見やすい画像となり同時に発熱などの変化も検知できます。
カメラ部分が動くため利用者がベッドから離れても自動で追従して居室全体を見守ることができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

新生電子(株)

〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町2-6-25

TEL: 06-6489-2470 MAIL: info@shinsei-mimamori.jp

E-33 (株) エヌジェイアイ

TAIS 01841 - 000001

安心ひつじα

『安心ひつじα』は、睡眠中の体動、心拍、呼吸、離床の4つを一度に計測できる体動センサです。マットレスなどの寝具の下に設置し、パソコン等で確認できます。
データはクラウド管理の為、別のパソコンやスマートフォンでも同じ情報が閲覧できるので、包括的な見守り環境を実現できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) エヌジェイアイ 安心ひつじ推進部

〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田前林10-4

TEL: 0120-914-469 MAIL: ss-service-system-info@anshin-hitsuji.jp

E-34 (株) バイタルヴォイス

TAIS 02166 - 000001

オンライン自動モニタリング システム「VitalVoice」

利用者に腕時計型センサを装着するだけで、①脈拍、②血圧、③血中酸素、④体温を(体温のみ4分毎)に24時間自動で2分毎に計測するモニタリングシステムです。
もしバイタルに異常があればアラート音声とテキストで発報します。これにより介護従事者の労務軽減や利用者の重症化を未然に防ぐ効果が期待できます。

VITALVOICE
オンライン自動モニタリングシステム



バイタルウォッチ



専用送受信機

製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) バイタルヴォイス

〒710-0003 岡山県倉敷市平田310-1 2F

TEL: 0866-31-5775 MAIL: info@vitalvoice.jp

E-35 (株) フューチャーインク

TAIS 02210 - 000001

Vital Beats 3in1

Vital Beats はフューチャーインクが開発したフィルム状の高感度ベッドセンサです。マットレスや布団の下に敷くだけで違和感なく離入床、心拍、呼吸をモニタリングし、眠りの深さを推定します。シート内の圧電センサが体動を電気信号に変換し、この電気信号解析から睡眠状態を推測し、外部通信端末に伝達します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) フューチャーインク

〒992-8510 山形県米沢市城南4-3-16

TEL: 0238-26-3336 MAIL: fic.sales@futureink.co.jp

E-36 (株)テクノスジャパン

TAIS 00318 - 000243

eライブ

離床検知＋モニタリング（バイタル）＋カメラで入居者に合わせた対策ができる見守りシステムです。

非常にシンプルな操作性とカメラを使った訪室精度向上ができるので業務負担軽減ができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) テクノスジャパン
〒670-0947 兵庫県姫路市北条978
TEL: 080-2032-6248 MAIL: nishida@technosjapan.jp

E-37 (株)Magic Shields

TAIS 02163 - 000001

ワイヤレスマットセンサー (床材仕様)

転倒骨折を予防する『ころやわ』のセンサーマットタイプです。マットに重量がかかると離床を報知します。

病院・施設の室内にあるナースコールを経由して、対象者の転倒・転落を報知。既設のナースコールをお使いいただけます。電池稼働で持ち運び可能な小型受信機で、見通し60mの受信が可能（無線、有線の選択可）。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) Magic Shields
〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1
ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE
TEL: 050-1742-4700 MAIL: contact@magicshields.co.jp

E-38 (株)ヴォクセラ・ジャパン

TAIS 02171 - 000001

Vケア(居室向け)

ヴォクセラVケアは高度なAI技術を活用した介護支援ツールです。特に高齢者の転倒や異常行動をリアルタイムで検知し、介護施設のスタッフへ即座に通知することで、迅速な対応を支援します。この技術により、介護の質の向上と効率化が図られ、安全で安心な生活環境の提供を目指します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) ヴォクセラ・ジャパン
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F
TEL: 080-4599-5005 MAIL: sales@voxela.ai

E-39 (株)リコー

TAIS 01860 - 000003

リコー みまもりベッドセンサー システム

リモートで利用者のベッド上の状態（睡眠・覚醒・動き出し・起き上がり・離床など）を把握でき、ベッドからの転落・転倒等の事故防止に貢献します。さらに、体重（参考）測定機能と生活リズムが分かる活動履歴表示を有効活用いただくことで、利用者のADL、QOL向上に活かすことができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

リコージャパン(株) (販売窓口) ヘルスケア事業部
〒104-6042 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド
トリトンスクエア オフィスタワーX 42F
TEL: 080-2155-7952 MAIL: zjc_healthcare@jp.ricoh.com

E-40 フィンガルリンク (株)

TAIS 00470 - 000008

ミリ波レーダーセンサー FU6823

ミリ波レーダーを用いた非接触センサーによって、離床の検出をお知らせします。また、オプションとして心拍数や呼吸数といったバイタル情報など見守りシステムで可視化します。各種データはアラート条件を設定することで、システム上で通知と音でお知らせすることが可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

フィンガルリンク (株)

〒020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通5-6 MDIビル5F
TEL: 090-7797-2632 MAIL: info2@finggal-link.com

E-41 (株) サイチ

TAIS 01879 - 000005

Care花子

超軽量の多機能ウェアラブルマイクロデバイスです。心拍数、血中酸素、Pライン、皮膚温度、HRV、RRI など AI アルゴリズムによる健康データを一括で取得できます。施設のユーザーは Gateway を通じて施設内の複数のデバイスからのデータを管理プラットフォームにデータをリアルタイムで一元管理できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) サイチ

〒444-0303 愛知県西尾市中畑町宮西34-1
TEL: 0563-59-5252 MAIL: post@saichi.jp

E-42 沖電気工業 (株)

TAIS 02198 - 000001

WatchOverSmart PICLIA ベッドセンサー

見守る人と見守られる人の見守りの不安を解消する、離床検知に特化した高精度ベッドセンサーです。ベッドからの抜出し予兆や長時間不在などの異常を即座に検知し、職員に知らせます。「誤報・失報が少ない」「設置が簡単」「丈夫で長持ち」という特長を持ちます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

沖電気工業 (株)

クロスインダストリー事業推進センター WOSサポート窓口
〒108-8551 東京都港区芝浦4-10-16
TEL: 090-5808-8078 MAIL: wos-support@oki.com

E-43 (株) シキノハイテック

TAIS 02209 - 000001

ミリ波レーダー・カメラ一体型 見守りシステム C-エイド

非接触で心拍数、呼吸数、睡眠状態を検知し、PCやモバイル端末にリアルタイム表示する見守りシステムです。特に、ベッド上の離床動作は最短2秒で通知します。カメラ映像は異常時前後録画・ぼかし可能で、利用者の安全とプライバシーをサポートします。Wi-Fi 接続で簡単導入でき、スタッフの負担軽減に貢献します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) シキノハイテック

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル6F
TEL: 06-6150-7730 MAIL: c-aid@shikino.co.jp

E-44 (株)MEDIROM MOTHER Labs

TAIS 02161 - 000001

遠隔体調管理システム REMONY

REMONY とは、利用者に充電不要のデバイスを腕に装着していただき、心拍・睡眠・体表温・歩数・活動量を測定できます。そのデータがPC等で一元管理できる在宅・施設で利用できるシステムです。心拍異常・SOS通知・転倒などを検知すると、アラートが発報され、緊急事態の早期発見につながります。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) MEDIROM MOTHER Labs
〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F
TEL: 03-6721-7293 MAIL: mother_sales@medirom.co.jp

E-45 (株)iSEED

TAIS —

パルモ見守りシステム

介護施設向けの無線コール & 見守りシステムです。長距離届く先端の LoRa 無線を採用し、高信頼性を確保しています。ケアスタッフの端末にスマートホンを採用し、コールシステム、バイタル見守り、見守りカメラ、インカム、業務記録の登録など1台に集約が可能です。ケアスタッフの業務効率の改善と負担軽減に貢献します。

パルモスマートコール



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


(株) iSEED
〒411-0036 静岡県三島市一番町18-22アーサーファーストビル9F
TEL: 055-955-5488 MAIL: ryo-watanabe@i-seed.co.jp

E-46 TOPPAN (株)

TAIS 02038 - 000002

SensingWaveII

ベッドマットレスの下に設置し、リアルタイムで利用者の状態（入離床、睡眠、体動、心拍・呼吸相当数）が確認できます。コンセントを差すだけで使用が開始され、クラウド型システムのため施設外からでも情報閲覧が可能です。また、カメラ（オプション）で画像での状態確認もでき、よりの確な訪室判断をすることができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


TOPPAN (株)
112-0005 東京都文京区水道1丁目3-3
TEL: 03-3835-6312 MAIL: sensing.w@toppan.co.jp

E-47 SOUNDEYE ジャパン (株)

TAIS 02270 - 000001

AI 転倒・離床検知システム LASSO

LiDar センサーによって利用者の姿勢をAI解析し、起き上がり・離床・立ち上がり・転倒を検知して、端末にアラート送信を行います。高度なAIアルゴリズムを使用しているため、正確性が高くなり、介護現場の負担を軽減します。また深度イメージ画像を使用するのでプライバシーにも高配慮の見守りシステムです。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

SOUNDEYEジャパン (株)
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8-1 AIMビル6階
TEL: 0859-57-8739 MAIL: infojapan@sound-eye.com

E-48 (株)キョウエイ

TAIS 02259 - 000001

ミリ波レーダーによる 見守り機器 VIMOS

60GHz 帯ミリ波レーダーを内蔵、離床を検知し本体内蔵のブザーが鳴動します。

また、オプション機能として、バイタルデータ（心拍数、呼吸数）を計測し結果をクラウドサーバーに蓄積、PCまたはスマートフォン等で閲覧可能です。3ヶ月間のデータ履歴が閲覧可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株)キョウエイ
問合せ先 〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-25-4 ACMビル5F
TEL: 03-5846-9971 MAIL: contact@kyoei-info.com

E-49 (株)トレイル

TAIS —

うららかGPSウォーク×マモエル GPS

認知症等による徘徊行動での行方不明を防ぐGPS機器等を安全・確実に保持していただけるようGPS内蔵可能靴。改良を重ね、多種のGPS機器を内蔵出来るよう汎用化し、利用者の負担軽減のために低価格を実現。利用者の尊厳を守るため、靴底部分に内蔵し、通常の靴と変わらない見た目を実現。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株)トレイル
問合せ先 〒650-0013 兵庫県神戸市中央区花隈町3-18
TEL: 078-382-3637 MAIL: mail@uraraca.net

E-50 (株)ZIPCARE

TAIS 01952 - 000002

まもる～のONE／SHIP

まもる～のは、センサーをマットレス等の下に敷いて使用者の体動を捉え、在床状態や睡眠状態を検知してお知らせする機器です。オプションで、ネットワークに接続いただくことで利用者のスマートフォンなどに通知することも可能です。



エアバッグセンサー

専用アプリ

MAMORUNO ship
(まもる～のシップ)
本体

製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株)ZIPCARE
問合せ先 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-16/パルク2ビル3F
TEL: 03-5817-8767 MAIL: info@zipcare.co.jp

E-51 (株)マモエル

TAIS 02097 - 000004

お出かけアラートDX

お出かけアラートDXは、見守りたい方のご自宅等からの外出をアラート音でお知らせする認知症老人徘徊感知機器と、オプションでGPS機能を付加することで外出後の徘徊行動の見守り（地図&メール通知）を同時にご利用いただけます。見守りたい方には、お出かけ端末を格納する専用靴をご用意いただくのがオススメです。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株)マモエル
問合せ先 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2-10 三光ビル4F
TEL: 03-6811-0532 MAIL: info@mamo-l.jp

E-52 ソフトバンクロボティクス (株)

TAIS 02303 - 000001

Pepper+ (介護向け)

介護・福祉施設向けの多機能ヒューマノイドロボットです。親しみやすいデザインと生成 AI を活用した会話機能で、利用者との円滑なコミュニケーションを実現。体操やダンスを通じて身体能力の維持や認知症予防をサポートし、レクリエーションやリハビリ、会話、ゲーム機能で利用者を笑顔にし、心身を元気づける存在です。※本製品は 2026 年 6 月 1 日より「Pepper for Care」から「Pepper + (介護向け)」に名称を変更しております。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

ソフトバンクロボティクス (株) Humanoid&AIソリューション事業部
〒105-7537 東京都港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー35階
TEL: 0800-100-6810 MAIL: SBRJ-humanoid-sales@softbankrobotics.com

E-53 シャープマーケティング ジャパン (株)

TAIS 02113 - 000002

介護施設向けレクリエーション ロボット「ロボシルバークパークLite」

シャープのコミュニケーションロボット「ロボホン」を活用して、高齢者向けのレクリエーションや体操を行うことができます。タブレットの操作で簡単に実施可能。施設職員のレクリエーションへの負担軽減と、高齢者のQOL向上をさせます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

シャープマーケティングジャパン (株)
〒105-0023 東京都港区芝浦1-2-3
TEL: 080-4187-7679 MAIL: yamamoto-yuuki@mail.sharp

E-54 (株) MIXI

TAIS 02322 - 000001

会話AIロボット Romi Lacatanモデル

Romi (ロミィ) は AI による発話生成と 100 種類以上の機能を通して日常の小さな出来事も共有。話すとホッとすると、気持ちが自然と前向きになるような会話でおはようからおやすみまであなたの 1 日に寄り添います。離れた場所からでも専用アプリで緩やかに見守るなど生活をサポートする機能も充実しています。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) MIXI
〒150-6136 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36階
TEL: 03-5738-1632 MAIL: sales-romi@mixi.co.jp

E-55 (株) 海達商事

TAIS 02380 - 000001

AIDog

AIDog は会話を通じて高齢者の孤独感軽減や日常の見守りをサポートする AI ぬいぐるみです。Wi-Fi 接続で音声会話ができ、介護施設や在宅で活用できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) 海達商事
〒105-0004 東京都港区新橋5-33-8 4F
TEL: 03-6803-4204 MAIL: info@kaitatsushoji.com

E-56 ボイット (株)

TAIS 02221 - 000001

VOYT CONNECT

AI搭載インカム「VOYT CONNECT (ボイットコネクト)」は、スマートフォンにアプリをインストールするだけですぐに利用できます。グループ通話による即時のチーム連携と、音声の自動テキスト化による記録業務の効率化を両立し、介護現場の業務効率を大幅に改善します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

ボイット (株)

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10 PORTAL POINT HARAJUKU
TEL: 050-1808-8097 MAIL: marketing-dept@voyt.co.jp

E-57 (株)レイترون

TAIS 01777 - 000001

音声認識コミュニケーション ロボット『Chapit』(チャピット)

高齢者や要介護者の自立支援、社会参加促進、認知症予防・改善を目指す未来型コミュニケーションロボットです。雑音の中でも遠くから会話ができる

音声認識を搭載しています。照明やテレビなどの家電を音声だけでコントロールすることができ、薬や食事の時間、イベントの日を教えてくれるなど多彩な機能が充実しています。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株)レイترون

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-4-8エスリードビル本町11階
TEL: 06-6125-0500 MAIL: support@www.raytron.co.jp

E-58 (株)シルバコンパス

TAIS 02187 - 000001

Talk With おはなしテレビ

タブレットに映った映像(人)に話しかけるとユーザーの言葉を認識し、会話をすることができます。まるで本物の人間と話をしているようなリアルな対話体験を通して、心身の健康維持はもちろん毎日の健康チェックやメンタルケアを行い、担当者に通知するなど、介護業務をサポートします。エンタメの力でQOL向上させます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株)シルバコンパス

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-16オーキッドプレイス浜松町9階
TEL: 03-6809-1072 MAIL: yasuda@silvacompass.co.jp



介護業務支援

F-01 (株)島津製作所

TAIS 02294 - 000001

健康増進プラットフォーム SUPOFULL(サポフル)

利用者ごとの機能訓練プログラムの取り組み状況や、目標・生活習慣アンケートをはじめ、健康データをWebクラウド上に集約し、統合レポートとしてわかりやすく見える化します。印刷・電子メール送付等で共有ができ、施設職員・利用者・家族との共有やアドバイス、運動の動機付けや生活習慣改善等をサポートします。

機能訓練を「見える化」で共有



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株)島津製作所
問合せ先 〒604-8511 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1
TEL:075-823-1939 MAIL:supofull_sales@group.shimadzu.co.jp

F-02 フロンティア・デザイン (株)

TAIS 02245 - 000001

ラクウェア

「1ヶ月当たり77時間削減の事例も!」「時間」を生み出すデササービスに特化した業務支援ソフト『ラクウェア』は、現在お使いの請求ソフトにプラスしてご利用頂く現場本位のソフトです。手書きやEXCEL業務は、もう止めましょう。訪問での直接指導、現利用者の基本情報データ移管で導入もスムーズです。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先 フロンティア・デザイン(株)
〒501-3265 岐阜県関市小瀬1431-1
TEL:0575-22-4584 MAIL:design@frontique.com

F-03 日本メディカル(株)

TAIS 02225 - 000001

介護記録システム 「CareWorkers(ケアワーカーズ)」

CareWorkersは、介護現場を強力に支援する「入所/通所型の介護記録システム」です。快適な操作性を実現し、多職種が情報共有を容易にするシステムをご提供いたします。【ポイント】①かんたん入力 ②多言語(14か国語)対応 ③リアルタイムに情報共有 ④施設毎の設定・運用 ⑤連携機能 ⑥安価な利用料金



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画




日本メディカル(株)
問合せ先 〒761-8054 香川県高松市東ハゼ町8-8
TEL:087-802-7161 MAIL:careworkers@japan-md.co.jp

F-04 (株)LITALICO

TAIS 02196 - 000001

ナーシングネットプラスワン

ナーシングネットプラスワンは、記録から請求はもちろん、計画書作成やシフト管理などがオールインワンで行える、便利なクラウド型介護ソフトです。介護・障害・医療に対応しています。どなたでも使いやすい画面構成で簡単に操作いただけます。LIFE や特定事業所加算、ケアプランデータ連携システムにも対応しています。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


(株) LITALICO ナーシングネットプラスワン
〒901-2133 沖縄県浦添市城間1-32-7 ハロービル4F
TEL: 0120-141-749 MAIL: area_kaigo@litalico.co.jp

F-05 Rehabilitation3.0 (株)

TAIS 02289 - 000001

Reha3.0 (リハサン)

Reha3.0 は、他社製の見守りセンサーと連携し、睡眠中のバイタルデータをAIで解析することで、翌日の運動能力・認知能力を推定し、転倒リスクを3段階で可視化するアプリケーションです。高リスク者に限定してアラートを発信することで不要な通知を抑制し、見守り業務の効率化と、安心・安全なケアを支援します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

Rehabilitation3.0 (株)
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-16-19
メッセージ梅田ビル1階 ONthe UMEDA内
TEL: 06-4965-3231 MAIL: info@reha3.jp

F-06 ダイハツ工業 (株)

TAIS 02277 - 000005

福祉介護・運行管理システム らくぴた送迎

居宅系（通所等）事業所向けのクラウド型運行管理・送迎支援システムです。独自 AI が最適な送迎計画を示し、人×AI で最適なルートを組み事で業務効率化を実現。誰でも無理のない計画で安全運転と事故低減を促進します。複数施設の共同送迎にも対応し、人手不足解消と生産性向上、地域・法人内の協働化にも貢献します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

ダイハツ工業 (株)
〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹9丁目37番2号
TEL: 072-747-9546 MAIL: <https://www.daihatsu.co.jp/rakupita/contact.htm>

F-07 (株) ヤマウチ

TAIS 02290 - 000001

Wellness Pro A System

アセスメントやサービス実施内容を記録し、サービス提供記録表等の帳票を作成出来るシステムです。直感的に入力出来る操作画面で、初心者の方にも安心です。LIFE 加算に対応し、トレーニング機器との連携も可能です。介護請求システムとも連携し全国 60 施設以上への導入実績がございます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) ヤマウチ
〒918-8116 福井県福井市大町2丁目808
TEL: 0776-63-6163 MAIL: g_itc@okamoto-group.co.jp

F-08 (株) ジョシュ

TAIS 02355 - 000001

連携ジョシュ

連携ジョシュは、FAX・メール・郵送・手渡しなどで届く紙やPDFデータといった書類を取り込み、AIで自動分類・宛先判別を行い、書類を管理できるようにします。更にFAX・メール・郵送など受信側の希望する手段に振り分けて送信できるクラウドサービスです。書類業務の負担を軽減し、日々の業務を効率化します。



連携ジョシュ
ケアをつなぐ連携サポートシステム

製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) ジョシュ
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目2番1号
グロース虎ノ門5F・ANOBASHO内
TEL: 050-1706-6673 MAIL: info@zyoshu.co.jp

F-09 (株) リコー

TAIS 01860 - 000005

リコーけあマルシェ

スマートフォン1台で、様々な見守りセンサー・カメラ・ナースコールを一括管理できます。例えば、コール通知を受信して、利用者の様子を居室のカメラで確認。音声通話での会話も可能です。内線通話アプリにて職員同士の連絡も1台で完結。コール発生時優先度判断、定期巡回軽減の生産性向上が期待できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


リコージャパン (株) (販売窓口) ヘルスケア事業部
〒104-6042 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド
トリトンスクエア オフィスタワーX 42F
TEL: 080-1593-8519 MAIL: zjc_healthcare@jp.ricoh.com

F-10 (同) AUTOCARE

TAIS 02167 - 000001

ケア記録AIアプリFonLog

FonLog (フォンログ) は、入力に特化した画面設計やスマホ行動認識技術により、記録業務効率を大幅に改善します。介護記録だけでなく、業務記録など生産性向上のために必要なデータを楽に収集でき、さらに、ストップウォッチ機能でタイムスタディが行え、生産性向上に向けた業務の「見える化」が可能です。



ケア記録AIアプリ
FonLog

製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(同) AUTOCARE
〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの1-8
TEL: 050-6872-5642 MAIL: autocare@autocare.ai

F-11 芙蓉開発 (株)

TAIS 02185 - 000001

安診ネット カイゴDX

安診ネットは「バイタルスコアリング」技術で異常を早期発見し重症化を防止する健康管理システムです。各職種の専門記録を持ち記録の省力化を実現でき運用オペレーションを構築する事で職員の生産性向上を実現しつつ健康管理の質を高める事ができます。またクラウドシステムのため医療機関などとの連携も実現できます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


芙蓉開発 (株) 安診ネット事業部
〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1-10-29
TEL: 092-471-8585 MAIL: anshin_sales@fuyo-group.com

F-12 (株) インタートラスト

TAIS 02183 - 000001

介護ソフト「まもる君クラウド」

まもる君クラウドは、完全クラウドタイプで介護保険請求から介護記録、計画書作成まで一気通貫で管理ができます。ケアプランデータ連携システムや LIFE にも完全対応。シンプルな画面設計と直感的な操作性で、誰でも簡単に運用が可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) インタートラスト

〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-1 リソナ新百合ヶ丘ビル3F
TEL: 044-281-8155 MAIL: support@intertrust.jp

F-13 (株) bright vie

TAIS —

ケアデータコネクト

ケアデータコネクトは、様々な見守りセンサーを介護記録システムに自動で入力させるための製品です。カメラ・インカム・排泄・ベッド・ナースコールなどの情報が自動で記録に反映されます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) bright vie

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル11階
TEL: 03-5436-7349 MAIL: cdc-info@brightvie.me



機能訓練支援

G-01 H&W サポート (株)

TAIS 02329 - 000001

次世代型機能訓練マシン HiTREX (ハイトレックス)

HiTREX は、富士通の技術を活用した共同プロジェクト製品として、座位で安全に股関節回旋トレーニングが行える ICT 搭載の機能訓練機器です。可動域・左右差・運動量が見える化し、転倒の予防と歩行・立位動作に関わる身体機能の維持向上を支援します。職員の指導や記録負担軽減による生産性向上に貢献します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

H&Wサポート (株)
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-15-2-2F
TEL: 090-1267-9130 MAIL: a-kishi@haws.co.jp

G-02 (株) エクシング

TAIS 02341 - 000001

健康王国DX

レクリエーションに活用できる充実したコンテンツや PT / OT 監修のコンテンツも搭載し、質の高い機能訓練が可能になります。利用者の実施記録の保存やレポート作成等家族やケアマネージャーからの評価アプリにも繋がります。タブレット型で可搬性にも優れ、利用者の満足度向上と施設職員様の業務をサポートします。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) エクシング
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館8F
TEL: 03-6848-5008 MAIL: hc-accept@xing.co.jp

G-03 (株) テクリコ

TAIS 02190 - 000002

リハまるLite

高齢者の生活機能や要介護度の維持・改善を目的に、身体・認知訓練を支援する介護現場向け機能訓練支援機器です。個別訓練・複数人同時訓練に対応し、楽しくレクリエーションとしても活用いただけるモードを準備しています。評価から訓練、結果の記録・可視化が可能となった機器です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


(株) テクリコ ヘルスケア事業部
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル
TEL: 06-6343-8450 MAIL: info@rehamaru.jp

G-04 (株) エクサホームケア

TAIS 02177 - 000001

機能訓練支援AIサービス 「CareWiz トルト」

スマートフォンで歩行を「撮る」だけで簡単に歩行分析が可能で
す。理学療法士の知見を
基に開発されたAIで、利
用者の歩容や転倒リス
クの評価を支援します。
Before / Afterの比較な
ど今までにないフィード
バックが可能です。分析
結果や歩行動画の共有が
でき、利用者の理解度と
モチベーション向上につ
ながります。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先


(株) エクサホームケア
〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2-8
住友不動産三田ファーストビル5階
TEL: 080-4777-3246 MAIL: news@toruto.jp

G-05 (株) トレリハ

TAIS 02207 - 000001

トレpro

デイサービスやデイ
ケアで実績多数の機
能訓練特化型ソフト
です。アプリでの体力
測定から疾患に合わ
せた個別運動プログ
ラム作成が30秒で完
結。デイサービス向
け各種計画書やLIFE
データも簡単に作成
可能で、面倒な事務
作業にかかる負担を
大幅に軽減します。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) トレリハ
〒006-0815 北海道札幌市手稲区前田5条13丁目3番地1号
TEL: 090-6112-2880 MAIL: torepro@toreriha.com

G-06 パナソニック (株)

TAIS 02195 - 000001

テレさんぽ

「テレさんぽ」は、各地の美しい風景や街並みを眺め、旅行気分を
味わいながら楽しく足踏み運動ができるソリューションです。施設
利用者の運動継続を促進し、施設スタッフの介助負担軽減を図りま
す。本製品は、施設内のテレビ（ディスプレイ）に付属の HDMI
ケーブルで接続し、ご利用いただけます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

パナソニック (株)
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号
TEL: 080-9945-1566 MAIL: telesampo@ml.jp.panasonic.com

G-07 朝日インテック (株)

TAIS 02192 - 000001

walkey device

walkey device は 100 年
歩ける体をつくるオール
インワンリハビリマシン。
医療機器メーカーが開発
したワイヤー型リハビリ
マシンと、ADL 別動画に
よる運動指導で人手をか
けずに機能訓練をサポ
ート。低負荷でありなが
ら運動効率が高く、リハ
ビリから自立支援まで、様
々な施設の機能訓練にご
活用いただけます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

(株) walkey (販売会社)
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1丁目14番地14号原田ビル2階
TEL: 03-5726-8032 MAIL: info@walkey.co.jp

G-08 (株)レクア

TAIS 02083 - 000001

体感型歩行自立支援システム アルブル

圧力センサ内蔵インソール、振動ベルトを装着して、歩行を体感できます。セラピストも振動ベルトを着けると、歩行を共感できます。振動ベルトのみ装着して、振動のリズムでキューイングが可能です。フレイル予防、歩行能力の維持に有効です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株)レクア
問合せ先
〒106-0045 東京都港区麻布十番2-12-5-701
TEL: 03-5730-0282 MAIL: kiyoshi.fujinawa@requa.jp

G-09 (株)Moff

TAIS 02188 - 000001

モフトレ

機能訓練総合支援サービス「モフトレ」は、独自開発のセンサーMoffbandを用いることで、機能訓練の効率化と身体機能の見える化を両立します。デイサービス等における機能訓練業務（計画書・記録作成・LIFE連携等）に対応し、自動レポート機能によるケアマネジャー等への情報共有にも活用いただけます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



(株)Moff 医療介護DX事業本部
問合せ先
〒108-0073 東京都港区三田1丁目3-40 天翔オフィス麻布十番101
TEL: 050-5306-0210 MAIL: contact@moff.mobi

G-10 CYBERDYNE (株)

TAIS —

HAL腰タイプ

HAL 腰タイプは、足腰の弱った高齢者などが装着することで、身体への負荷を軽減しながら、立ち座り動作など体幹・下肢の安全な機能訓練を支援する装着型サイボーグです。訓練中の動作データはHALモニターで可視化でき、アセスメントやフィードバックに活用可能。また介護者の介助動作時の腰負担軽減にも活用可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



CYBERDYNE (株)
問合せ先
〒305-0818 茨城県つくば市学園南2-2-1
TEL: 029-869-8448 MAIL: ag-sales@cyberdyne.jp

G-11 TANOTECH (株)

TAIS 01681 - 000005

TANO

体験者の体の動きや声をセンサーが検知し、脳トレや楽しい運動に転換する自立支援システムです。理学療法士の監修を受けたリハビリテーションに効果的な運動が実施可能でコントローラなどの装着や操作は不要。センサーの前で体験者が動き、発声するだけでゲーム感覚のプログラムが展開され楽しむことができます。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



TANOTECH (株)
問合せ先
〒254-0035 神奈川県平塚市宮の前1-4/パーレン平塚ビル5F
TEL: 0463-73-5490 MAIL: info_contact@tanotech.jp




食事・栄養管理支援

H-01 PLIMES (株)

TAIS 02205 - 000001

摂食嚥下管理パッケージ GOKURI

食べる機能の維持管理を支援する機器。嚥下のタイミングを AI が検知し、光や音で確認可能。スタッフは利用者の安全な食事形態の確認や、検査、食事モニタリングを簡単に実施でき、誤嚥性肺炎のリスクの管理が可能。データを家族や医療者と共有、食事介助の記録を効率的に管理し、正しいケアの実施をサポートします。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

PLIMES (株)
〒305-8577 茨城県つくば市天王台1丁目1番地1
産学リエゾン共同研究センター棟201
TEL: 029-853-5818 MAIL: site@plimes.com

H-02 バンドー化学 (株)

TAIS 02193 - 000001

嚥下運動モニタB4S

伸縮性のあるゴム状のやわらかいセンサを喉頭にあて嚥下をすることにより、嚥下中の喉頭の動きを捉え可視化、モニタリングします。食事・栄養管理に不可欠な嚥下機能を評価、数値化して把握できます。計測結果をもとに被験者用レポートが作成でき、利用者、家族、ケアマネージャーとの情報共有に活用できます。



製品
カタログ



取扱
説明書




使用方法
等の動画



問合せ先

バンドー化学 (株) 新事業推進センター営業部 医療・ヘルスケア営業グループ
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町4丁目6番6号
TEL: 080-6233-5129 MAIL: atsushi.sato@bandogrp.com





認知症生活支援
認知症ケア支援

I-01 GROOVE X (株)

TAIS 02306 - 000001

LOVOT[らぼっと]

名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだんと家族になるロボットです。
昨今ではメンタルケアの観点から、医療機関様、介護施設様でも導入いただいております。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画



問合せ先

GROOVE X (株)

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 住友不動産浜町ビル

TEL: 090-9296-5309 MAIL: saaya.yoshizaki@groove-x.com

I-02 レメディ・アンド・カンパニー (株)

TAIS 02318 - 000001

いつでもワンちゃん

高齢者向けに特化したMRアニマルセラピューティクス製品です。VRゴーグルを装着すると、目の前に本物のようなワンちゃんが現れ、手の動きや声に反応します。操作も簡単で、高齢者でも直感的にふれあい体験を楽しむことができ、時間や場所に制約されることなく、いつでもどこでもアニマルセラピーが実施可能です。



製品
カタログ



取扱
説明書



使用方法
等の動画




問合せ先

レメディ・アンド・カンパニー (株)

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号

オークラプレステージタワー8階

TEL: 03-6695-0400 MAIL: remedy-itsudemowanchan@remedy-company.com



介護テクノロジーの試用貸出リスト

厚生労働省 老健局高齢者支援課

〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2

電話：03-5253-1111（代表）

事業委託先：公益財団法人テクノエイド協会

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1 番 1 号セントラルプラザ 4 階

電話：03-3266-6883

